

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;
- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;
- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Motodlahy kolenní 5 ks

..... (prodávající uvede přesný název, typ)		
Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.:	ANO / NE (nehodící se škrtněte)	
Třída rizika zdravotnického prostředku:	
Zdravotní prostředek byl notifikován:	ANO / NE (nehodící se škrtněte)	
Evidence v seznamu rzpro.cz:	ANO / NE (nehodící se škrtněte)	
Požadavek	Splněno ANO/NE	Reálná hodnota/řešení
<u>Minimální technické požadavky:</u>		
Kolenní motodlaha k rehabilitaci pacientů		
Řízena dálkovým ovladačem s paměťovou kartou, na které se zaznamenávají léčebná data – monitoring rehabilitace		
Jednoduché ovládání a nastavení přístroje na individuální anatomické rozměry jednotlivých pacientů		
Zaručený anatomicky správný pohyb končetiny		
Stejně nastavení přístroje pro levou i pravou končetinu		
Přenos dat do PC		
Protiskluzová podložka		

Hmotnost přístroje max. 15 kg		
Podpěry stehna, lýtka a botička z lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu		
Hmotnost rehabilitované končetiny max. 30 kg		
Výška pacienta v rozmezí min. 130–200 cm		
Rozsah pohybu – koleno: extenze / flexe – 10° - 120°		
Rozsah pohybu – kyčel: extenze / flexe - 0° - 7° – 115°		
Rychlost: 20°/min - 200°/min		
Různé funkce přístroje: oscilace, protažení, postupné zvyšování rozsahu pohybu – zahřívací program, grafické znázornění rehabilitace, bezpečnostní prvek – zpětný chod, nastavení léčebných programů atd.		
Nastavení doby trvání terapie		
Nastavení pauzy v krajních polohách		
Příslušenství:		
3x transportní vozík pro motodlahu (snímatelný)		
2x vozík k lůžku pro motodlahu, který je napevno součástí přístroje		

V dne

za prodávajícího